

Oral-B AquaCare 4 Munddusche

Produkt ID: TN-0005486




Stammdaten

Logistische Daten

Verpackungsinformationen

Kategoriespezifika

EAN	04210201233220
Barcode	
FPC	80322328
Kategorie	Power Oral Care
Marke	Oral-B Power
Produktlinie	Aqua Care
Gültigkeitsdaten	-
Produkttitel lang	Oral-B AquaCare 4 Kabellose Munddusche mit Oxyjet-Technologie, für gesünderes Zahnfleisch
Produkttitel kurz	Oral-B AquaCare 4 Munddusche

Produktbeschreibung	Die kabellose Munddusche Oral-B AquaCare 4 mit Oxyjet-Technologie reichert Wasser mit Mikroluftblasen an und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleisches. Sie haben die Möglichkeit, den Wasserstrahl nur bei Bedarf zu aktivieren. Die Munddusche verfügt über 4 Reinigungsmodi. Sie können die Wasserintensität für eine normale oder sensitive Reinigung wählen und dabei den gezielten oder rotierenden Wasserstrahl verwenden.
Produkteigenschaft 1	Oxyjet-Technologie: Mit Mikroluftblasen angereichertes Wasser trägt zu Ihrer Zahnfleischgesundheit bei
Produkteigenschaft 2	Aktivieren Sie den Wasserstrahl nach Bedarf
Produkteigenschaft 3	2 anpassbare Wasserintensitäten für eine normale oder sensitive Reinigung
Produkteigenschaft 4	Wählen Sie den gezielten Strahl für eine präzise Reinigung und den rotierenden Strahl für eine sanfte Massage des Zahnfleisches
Produkteigenschaft 5	Für eine einfache & flexible Anwendung ohne Kabel
Produkteigenschaft 6	Sanfte Entfernung von Speiseresten in Zahnzwischenräumen oder Zahnspangen
Produkteigenschaft 7	Lieferumfang: 1 AquaCare Munddusche, 1 Ladestation, 1 Oxyjet Aufsteckdüse
Suchbegriffe allgemein	aquacare, aqua, pflege, wasser, zahnseide, oral b oxyjet, oral-b oxyjet, oral-b professionelle pflege oxyjet munddusche, oxyjet, oral b, professionelle pflege oxyjet zahnseide, braun oxyjet, oxyjet kosmetische gesichtsbehandlung, oral b oxyjet munddusche, oral b oxyjet bewertung, oxyjet uk, oral b oxyjet 3000, oral-b professionelle pflege oxyjet, oral b oxyjet munddusche, oral b professionelle pflege oxyjet, oxyjet munddusche, oxyjet md20, oralb oxyjet, oral b oxyjet vs waterpik, oral b oxyjet md20, oxyjet gesichtsbehandlung, oral b profi-pflege 8500 dlx oxyjet center, professionelle pflege oxyjet, oxyjet gesichtsbehandlung maschine, oral b oxyjet 8500 centre, oxyjet center 3000, oxyjet set, oral b 8900 oxyjet, oral b professionelle pflege 8900 dlx oxyjet center, oral b 8900 dlx oxyjet, oxyjet oral b braun, oral b professionelle pflege oxyjet center, braun oxyjet md 20, braun 4715 oxyjet, oxyjet 8000, care oxyjet 3000, oral, b, braun
Unverbindliche Preisempfehlung *	145.99 €
Unverbindliche Preisempfehlung *	145.99 €



Stammdaten	Logistische Daten	Verpackungsinformationen	Kategoriespezifika
Verbrauchereinheit Höhe (mm)	253		
Verbrauchereinheit Tiefe (mm)	68		
Verbrauchereinheit Breite (mm)	161		
Verbrauchereinheit Gewicht (g)	713		
Versandereinheit Höhe (mm)	281		
Versandereinheit Tiefe (mm)	224		
Versandereinheit Breite (mm)	183		
Versandereinheit Gewicht (g)	2424		
Einheiten pro Karton	3		
EAN 14 - AktiveBarcode	4210201233244		

Stammdaten

Logistische Daten

Verpackungsinformationen

Kategoriespezifika

Inhaltsstoffe

Not Available

Kundenservice Rufnummer

0800 272 86463

Kundenservice Hinweis

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.

Anwendungshinweise

So verwenden Sie Oral-B Aquacare: Zielen Sie auf die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands, um übrig gebliebene Ablagerungen zu entfernen.

Warnhinweise

Prüfen Sie das komplette Gerät/Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Falls das Gerät/Kabel beschädigt ist, bringen Sie es in ein Oral-B Servicecenter. Beschädigte oder nicht funktionstüchtige Geräte dürfen nicht mehr benutzt werden. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor und reparieren Sie es nicht. Dies kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen. Die Munddusche ist nicht für den Gebrauch von Kindern unter 8 Jahren geeignet. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung bzw. fehlendem Wissen können das Produkt dann benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die vorhandenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. Mundduschen dürfen nur mit Flüssigkeiten benutzt werden, die in der Gebrauchsanleitung des Herstellers benannt werden. In diesem Gerät kein Jod, keine salzhaltige Lösung (Kochsalzlösung) oder wasserunlösliche, konzentrierte ätherische Öle verwenden. Die Verwendung solcher kann die Produktleistung beeinträchtigen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen. Die Verwendung dieser Produkte kann das Erlöschen der Gewährleistung zur Folge haben. Nutzen Sie dieses Produkt nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Nutzen Sie keine Zubehöerteile, die nicht vom Hersteller empfohlen sind. Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät gelieferte Ladestation. Verwenden Sie diese Ladestation nicht zum Aufladen anderer Geräte, da dies zu Schäden führen kann.

Herstellername

Procter & Gamble

Rücksendeanschrift

Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Str. 40-50
65824 Schwalbach
Germany

Füllmenge

1

Füllmenge Einheit

count

Art der Verpackung

Karton

Stammdaten	Logistische Daten	Verpackungsinformationen	Kategoriespezifika
Flamme (GHS02) - Leicht- /Hochentzündlich	No		
Gasflasche (GHS04) - Komprimierte Gase	No		
Explodierende Bombe (GHS01) - Explosionsgefährlich	No		
Ätzwirkung (GHS05) - Ätzend	No		
Umwelt (GHS09) - Umweltgefährdend	No		
Flamme über einem Kreis (GHS03) - Brandfördernd	No		
Ausrufezeichen (GHS07) - Reizend	No		
Totenkopf mit gekreuzten Knochen (GHS06) - Giftig / Sehr giftig	No		
Gesundheitsgefahr (GHS08) - Gesundheitsschädlich	No		
Signalwort	Warning		