

Oral-B Genius X 20100S Midnight Black

Produkt ID: TN-0005865




Stammdaten

Logistische Daten

Verpackungsinformationen

Kategoriespezifika

EAN	04210201247357
Barcode	
FPC	80324917
Kategorie	Power Oral Care
Marke	Oral-B Power
Produktlinie	Genius X
Gültigkeitsdaten	-
Produkttitel lang	Oral-B Genius X 20100S Elektrische Zahnbürste, mit künstlicher Intelligenz und Premium Lade-Reise-Etui, schwarz
Produkttitel kurz	Oral-B Genius X 20100S Elektrische Zahnbürste, schwarz

Produktbeschreibung

Die Oral-B Genius X 20100S mit künstlicher Intelligenz hat von dem Zahnputzverhalten tausender Menschen gelernt. Die integrierten Bewegungssensoren erkennen Ihre Putztechnik und sorgen so für beste Ergebnisse jeden Tag. Die intelligente Zahnbürste unterstützt Sie täglich mit individuellem Coaching, um alle Bereiche gleichmäßig mit dem richtigen Druck und in der richtigen Zeit zu putzen. Mit dem 2-Minuten Timer halten Sie zudem die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von 2 Minuten ein. Der runde Bürstenkopf von Oral-B entfernt bis zu 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste. Erleben Sie die einzigartige Kombination aus künstlicher Intelligenz, revolutionärer Zahnfleischschutz-Technologie und personalisierbarem SmartRing. Die visuelle Andruckkontrolle erinnert Sie, wenn Sie zu viel Druck ausüben und reduziert automatisch die Putzgeschwindigkeit, um Ihr empfindliches Zahnfleisch zu schützen. Zusätzlich verfügt die Zahnbürste über einen Lithium-Ionen-Akku, der mit einer Vollladung mehr als 2 Wochen hält und das intelligente Premium Lade-Reise-Etui kann Ihre Zahnbürste & Ihr Smartphone gleichzeitig mit nur einem Stecker laden. Die Oral-B Genius X 20100S ist kompatibel mit allen Aufsteckbürsten von Oral-B, außer Oral-B Pulsonic. Erleben Sie den nächsten Schritt der Mundpflege mit Oral-B - die Zahnbürstenmarke Nr.1, die von Zahnärzten weltweit am häufigsten empfohlen wird.

Produkteigenschaft 1

Genius X mit künstlicher Intelligenz hat von dem Zahnputzverhalten tausender Menschen gelernt und erkennt Ihre Putztechnik für beste Ergebnisse jeden Tag

Produkteigenschaft 2

Die Zahnbürste mit der kostenlosen Oral B App verhilft Ihnen zu besseren Putzgewohnheiten, als ob Ihr eigener Zahnarzt Sie Schritt-für-Schritt begleitet

Produkteigenschaft 3

Dank künstlicher Intelligenz und dem runden Bürstenkopf von Oral-B vergessen Sie nie wieder einen Bereich

Produkteigenschaft 4

Mit dem professionellen Timer halten Sie die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von 2 Minuten ein

Produkteigenschaft 5

Schützt Ihr Zahnfleisch: Die visuelle Andruckkontrolle leuchtet auf und erinnert Sie, wenn Sie zu viel Druck ausüben

Produkteigenschaft 6

6 Reinigungsmodi: Tägliche Reinigung, Pro-Clean, Sensitiv, Aufhellen, Zahnfleischschutz und Zungenreinigung

Produkteigenschaft 7

Das Premium Lade-Reise-Etui lädt Ihre Zahnbürste und Ihr Smartphone gleichzeitig mit nur einem Stecker

Produkteigenschaft 8

Lieferumfang: 1 Handstück in schwarz, 1 Aufsteckbürste, 1 Ladestation, 1 Premium Lade-Reise-Etui

Suchbegriffe allgemein

elektrische zahnbürste, elektrische wiederaufladbare zahnbürste, wiederaufladbare zahnbürste, oral-b, oral, b, oralb, braun, sonicare, pro, smartseries, smart series, genius, genius x, limited, edition, bewegung, sensoren, erkennen, künstliche, intelligenz, anthrazit, anthracite, grau, grey, rosegold, schwarz, weiß, weiss, blush pink, orchid purple, bürsten, zahnbürste, zahnseide, reinigung, technologie, diamond, präzision, reise, etui, 9000, 10000, 10000n, 20000, 20000n, 20100s, luxury, luxe, crossaction, precision clean, 3dwhite, sensi ultrathin, tiefenreinigung, beste, sonic, mundhygiene, trizone, ladegerät, akku, sensitiv, zahn, usb, aufladbar, rose, gold, zahnpflege, zahnputzgewohnheiten, zahnbürste mit bluetooth-verbindung, digital, bluetooth, zahnarzt, zahnbürsten, zahnbrüsten

**Unverbindliche
Preisempfehlung ***

369.99 €

**Unverbindliche
Preisempfehlung ***

369.99 €



Stammdaten	Logistische Daten	Verpackungsinformationen	Kategoriespezifika
Verbrauchereinheit Höhe (mm)	253		
Verbrauchereinheit Tiefe (mm)	100		
Verbrauchereinheit Breite (mm)	178		
Verbrauchereinheit Gewicht (g)	905		
Versandereinheit Höhe (mm)	267		
Versandereinheit Tiefe (mm)	313		
Versandereinheit Breite (mm)	189		
Versandereinheit Gewicht (g)	2950		
Einheiten pro Karton	3		
EAN 14 - AktiveBarcode	4210201247364		

Stammdaten

Logistische Daten

Verpackungsinformationen

Kategoriespezifika

Inhaltsstoffe

Not Available

Kundenservice Rufnummer

0800 272 86463

Kundenservice Hinweis

Frage? Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.

Anwendungshinweise

N/A

Warnhinweise

Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Falls das Kabel beschädigt ist, bringen Sie es in ein Servicecenter von Oral-B und Braun. Beschädigte oder nicht funktionstüchtige Geräte dürfen nicht länger benutzt werden. Nicht für den Gebrauch von Kindern unter 3 Jahren geeignet. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern oder Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person dabei beaufsichtigt werden. Grundsätzlich wird empfohlen, das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Falls das Produkt herunterfällt, sollte der Bürstenkopf vor dem nächsten Gebrauch ausgetauscht werden, auch wenn kein sichtbarer Schaden entstanden ist. Achten Sie beim Aufstellen und Aufbewahren darauf, dass das Produkt nicht in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann. Legen Sie das Ladegerät weder in Wasser noch in andere Flüssigkeiten. Greifen Sie nicht nach dem Ladegerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Stecken Sie es unverzüglich aus. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor und reparieren Sie es nicht. Dies kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen. Wenden Sie sich bezüglich Reparaturen an Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie ein Oral-B Servicecenter. Bauen Sie das Produkt nicht auseinander, außer zum Entsorgen der Batterie. Wenn Sie die Batterie zum Entsorgen herausnehmen, achten Sie darauf, die positiven (+) und negativen (–) Pole nicht zum Kurzschluss zu bringen. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen am Gerät oder Ladegerät. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen. Halten Sie beim Herausziehen des Kabels immer den Stecker fest und nicht das Kabel. Nutzen Sie das Produkt nur für den hier beschriebenen Verwendungszweck. Nutzen Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen ist. Bitte wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Zahnarzt, falls Sie sich in zahnmedizinischer Behandlung befinden.

Herstellername

Procter & Gamble

Herkunftsland

Ungarn

Rücksendeanschrift

Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Strasse 40
65824 Schwalbach Am Taunus
Germany

Füllmenge

1



Füllmenge Einheit	count
Art der Verpackung	Box

Stammdaten	Logistische Daten	Verpackungsinformationen	Kategoriespezifika
Flamme (GHS02) - Leicht- /Hochentzündlich	No		
Gasflasche (GHS04) - Komprimierte Gase	No		
Explodierende Bombe (GHS01) - Explosionsgefährlich	No		
Ätzwirkung (GHS05) - Ätzend	No		
Umwelt (GHS09) - Umweltgefährdend	No		
Flamme über einem Kreis (GHS03) - Brandfördernd	No		
Ausrufezeichen (GHS07) - Reizend	No		
Totenkopf mit gekreuzten Knochen (GHS06) - Giftig / Sehr giftig	No		
Gesundheitsgefahr (GHS08) - Gesundheitsschädlich	No		
Signalwort	Warning		